

kero

RELOJ ANALÓGICO PARLANTE CON
ESFERA TÁCTIL "TACTIL UNO"



MANUAL DE USUARIO

Características:

- Reloj analógico parlante con esfera táctil.
- Menú de configuración por voz.
- Dos niveles de volumen de voz (alto/bajo).
- Anuncio por voz de la hora actual.
- Anuncio de la fecha.
- Alarma
- Selección de formato horario: 12h o 24h.
- Señal horaria.
- Tres melodías de alarma.
- Compartimento para pila extraíble.

Descripción de los botones de función:



Consulta de la hora: toque el cristal del reloj durante unos segundos hasta que anuncie la hora actual. El cristal solamente responde al contacto con la piel, por lo que no se activará con la ropa. Puede tocar la esfera también con la mejilla, en el caso de que tenga la mano ocupada.

Consulta de la fecha: toque el botón de las 2. Si lo mantiene pulsado, accederá al menú de configuración.

Consulta de la alarma: pulse el botón de las 4. El reloj indicará si la alarma está o no activada y, si lo está, la hora programada.

Acceso al menú: pulse y mantenga el botón de las 2 durante 3 segundos. El reloj anunciará el primer parámetro (campanilla de las horas).

Cambio de parámetros de voz: una vez en el menú, puede desplazarse por los distintos parámetros pulsando la tecla de las 2. El orden es el siguiente: campanilla de las horas, programación del sonido de la alarma, programación de la hora de la alarma, programación de los minutos de la alarma, programación del año, programación del mes, programación del día del mes, formato horario (12/24h), programación de la hora, programación de los minutos.

Para cambiar el valor de un parámetro, hay que desplazarse por el menú hasta encontrarlo y pulsar la tecla de las 4.

Se abandonará el menú si transcurren 30 segundos sin pulsar un botón.

Puesta en hora de las manecillas: la hora analógica se establece como en los relojes convencionales: extraiga la corona y gire las manecillas hasta que indiquen la hora actual.

Alarma: cuando sea la hora programada en la alarma, el reloj anunciará la hora actual y el tono de alarma seleccionado. Para detener la alarma basta con pulsar cualquier botón.

Para activar o desactivar la alarma, pulse de manera prolongada el botón de las cuatro. El reloj indicará el estado de la alarma (activada o desactivada).

Control de volumen: si pulsa de manera prolongada el botón de las 4 accederá a la opción de control de volumen, notificada por dos pitidos.

Después, pulse el botón de las 2 para cambiar entre volumen alto y bajo.

Nota: al acceder al menú de cambio de volumen, se cambiará el estado de la alarma (activa/inactiva).

Cambio de pila: este reloj permite cambiar la pila sin necesidad de abrir el reloj.

Debajo de la corona encontrará un pequeño orificio. Si introduce un objeto punzante por él, podrá abrir el compartimento de la pila, facilitando su sustitución. Para cambiar la pila se recomienda poner el reloj con la esfera hacia abajo.

ACTIVACIÓN INICIAL: el reloj se suministra desactivado. Para activarlo, pulse durante diez segundos el botón de las 2.

GARANTÍA:

Este reloj está garantizado durante seis meses contra defectos de fabricación. Quedan excluidos de la garantía los daños causados por un uso indebido. Este reloj NO ES RESISTENTE AL AGUA, por lo que cualquier contacto con el agua invalida la garantía. La garantía no incluye la duración de la pila. Para que la garantía tenga validez deberá adjuntarse junto con el reloj averiado documento acreditativo de la compra donde figure claramente la fecha de adquisición.

kero

talking devices by kero

www.kero.es